



**TheraTurn** er det komplette madrassystem, der både er tryksårsforebygger og tilbyder vending af patienten. Vending samt hyppighed og graden heraf kan indstilles helt individuelt.

Madrassystemet placeres i en standard hospitalsseng og kan kombineres med sengens øvrige funktioner. **TheraTurn** kan håndtere patienter op til 375 kg og leveres i bredder helt op til 180 cm.



## VEJLEDNING

### Thera Turn Millennium

1. Madrassen placeres i en almindelig tom seng
2. Madrassens stropper fastgøres til sengens bevægelige dele
3. Styreenhedens ledning tilsluttes stikkontakten
4. Madrassens slanger tilsluttes styreenheden – Følg farveanvisningen. "Low Air Loss" slange tilsluttes på højre side
5. Styreenheden tændes på højre side
6. Nu trykker du på det gule ? og "Setup Patient" kommer frem i panelet – du trykker på piletasten under "Setup Patient" og trykker "next"
7. Du kan navigere med de bordeaux piletaster til højre. Først indtaster du patientens vægt og højde. Du benytter piletasten under "increase" for at hæve værdien og piletasten under "Decrease" for at sænke værdien. Efterfølgende trykker du dig videre med den bordeaux pil der peger til højre
8. Du skal tage stilling til vendingen til venstre og tidsinterval osv. Du kan vælge "Off", "Gentle", "Moderate" eller "Maximum". Hvor lang tid patienten skal tilbringe i en position vælger du ved brug af funktionstasten under "Increase" eller "Decrease"
9. Du konfirmerer dine indstillinger med den grønne knækpil til højre. Madrassen begynder venderegime med det samme. Ønsker du at vente med at igangsætte vending, skal du trykke på piletasten under "Hold"
10. Inden patienten lægges i madrassen, og ved senere patienthåndtering, aktiveres "Max Firm" således madrassen er hård når patienten skal placeres og flyttes i madrassen
11. "Max Firm" udløser en alarm efter 30 minutters kontinuerlig brug

## ALARM

Hotline tlf. 20 31 19 84



Ved funktionsfejl, herunder lækage i madrassen lyder en alarm og madrassens display blinker. Kontakt straks Hospitechs hotline.

NB! Har du problemer eller spørgsmål, kan du kontakte hotline.