



Sentry1200 er det komplette madrassystem, der forebygger tryksår for alle risikogrupper. Det professionelle system fjerner helt risikoen for tryksår og fremragende resultater på allerede opståede tryksår kan dokumenteres.

Madrassystemet placeres i en standard hospitalsseng og kan kombineres med sengens øvrige funktioner. **Sentry1200** kan håndtere patienter op til 375 kg og leveres i bredder helt op til 180 cm.



PATIENTINDSTILLING

SET

Tryk på knappen "SET". Indtast patientens vægt +10 kg i pund med de røde pile til højre på styreenheden. Brug kg/lbs - skalaen på styreenhedens top. Indtastningen bekræftes ved tryk på "SET" knappen.

Ved patientvægt på over 140 kg indstilles Float- A.P. - og Maximum Inflate værdierne manuelt med piltasterne () efter nedenstående skema.

VÆGT I KG		150	160	170	180	190	200	210	220
FLOAT	mm/Hg	25	26	27	28	29	30	31	32
A.P.	mm/Hg	41	43	44	45	47	48	49	50
Max Inflate	mm/Hg	50	50	50	50	50	50	50	50

FUNCTION

Tryk på knappen "FUNCTION" til displayet viser "Bed". Displayet må aldrig vise "Chair".

THERAPY

Aktiver "THERAPY" knappen. Der skal stå "A.P." i displayet for dynamisk funktion (tryksårsforebyggende vekslertryk). Ved "Float" er madrassen kun statisk trykaflastende.

MAXIMUM INFLATE

Patienthåndtering

Inden patienten lægges i og tages af madrassen samt ved patienthåndtering, trykkes på "MAXIMUM INFLATE" knappen, og madrassen bliver hård. Madrassen vender selv tilbage til den indstillede terapiform efter 20 minutter.

Siddende stilling

Skal patienten sidde i madrassen i længere tid ad gangen, tillægges patientens vægt 20 kg.

Transport

Tryk på "MAXIMUM INFLATE". Når trykket viser 40 mm Hg slukkes for styreenheden. Madrassen holder trykket ca. 45 min. Efter endt transport sættes stikket i igen og der trykkes på "MAXIMUM INFLATE".

CPR

Hjertestop

Med CPR-slippen, ved hovedenden i patientens højre side, trækkes propperne til slangerne ud, hvorved madrassen punkteres. Efter endt hjertemassage genmonteres propperne og madrassen vender tilbage til normalfunktion.

ALARM

Hotline tlf. 20 31 19 84

Ved funktionsfejl lyder en alarm. Hvis CPR-propperne er faldet ud, genmonteres disse og styreenheden slukkes og tændes. Hvis der igen vises fejlfunktion ved alarm kontaktes HOSPITECH.