



Sentry1200 er det komplette madrassystem, der forebygger tryksår for alle risikogrupper. Det professionelle system fjerner helt risikoen for tryksår og fremragende resultater på allerede opståede tryksår kan dokumenteres.

Madrassystemet placeres i en standard hospitalsseng og kan kombineres med sengens øvrige funktioner. **Sentry1200** kan håndtere patienter op til 375 kg og leveres i bredder helt op til 180 cm.



INSTALLATION

Madras og styreenhed

Madrassen lægges i en tom seng, og diverse remme fastgøres til den bevægelige sengebund. Styreenheden hænges på sengegærdet et sted under øverste rørramme, og de 2 luftslanger monteres. Styreenheden tilsluttes en stikkontakt og tændes.

Med FUNCTION tasten indstilles displayvisning til "Bed" ("Chair" bruges kun til stolmadras)

Med THERAPY tasten, indstilles displayvisning til "A.P." (Dynamisk vekseltryk) eller "Float" (Statisk trykaflastning)

Udskiftning af overtræk

Overtrækket aflynes i begge sider og udskiftes med et rent.

ALTERNATING PRESSURE

Dynamisk vekseltryk

Med THERAPY tasten vises "A.P." på displayet. Hver anden lamel tømmes/fyldes med en cyklus på 6 minutter.

På displayet vises lufttrykket i de lige lameller (Even) og lufttrykket i de ulige (Odd).

FLOAT

Statisk vekseltryk

Med THERAPY tasten vises "Float" på displayet. Madrassen indstilles til optimal trykaflastning.

CPR

Hjertestop

Ved hjertestop trækkes i det røde CPR skilt som er placeret i hjørnet af madrassens hovedende i patientens højre side. Dette medfører, at fire plastpropper trækkes ud af luftslangerne, hvorved trykket hurtigt fjernes fra madrassen. Patienten "falder igennem" til sengebunden, og hjertemassage kan påbegyndes (evt. efter indlægnings af trykplade under patienten). De fire plastpropper påsættes og trykkes helt i, før madrassen igen er funktionsdygtig.

MAXIMUM INFLATE

Transport til røntgen eller operation

Umiddelbart før transport trykkes på MAXIMUM INFLATE. Når 40 mm Hg er nået, kan madrassen holde trykket i ca. ½ time uden strøm. Samme procedure følges når patienten skal transporteres tilbage.



SET

Låsning/oplåsning af tastaturet

Hold SET inde og tryk på piltast "ned" (▼). Tastaturet er låst for ændringer.
Hold SET inde og tryk på piltast "op" (▲). Tastaturet fungerer som før.

Ændring af cyklustid

Hold SET inde og tryk 2 gange på FUNCTION tasten og slip. Indstil ny cyklustid (mellem 4 og 15 min.) med piltasterne og tryk på SET for at gemme.

PATIENTINDSTILLING

Kg/lbs-skala på styreenheden

KG	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
LBS	50	70	90	110	130	150	180	200	220	240	260	280	310

Hvis patienten sidder i madrassen i længere tid af gangen tillægges patientens vægt 20 kg.

Patientvægt over 140 kg

Ved patientvægt på over 140 kg indstilles Float- A.P. - og Maximum Inflate værdierne manuelt med piltasterne (▲ ▼) efter følgende skema:

VÆGT I KG		150	160	170	180	190	200	210	220
FLOAT	mm/Hg	25	26	27	28	29	30	31	32
A.P.	mm/Hg	41	43	44	45	47	48	49	50
Max Inflate	mm/Hg	50	50	50	50	50	50	50	50

Siddende stilling

Hvis patienten sidder i madrassen i længere tid af gangen tillægges patientens vægt 20 kg.



FEJLFUNKTION

Alarm og displayet blinker

Ved evt. lækage på systemet vil der efter ca. 30 min. høres en bip-alarm, og ALARM lyser på displayet.

- Check om CPR-propperne sidder i slangerne.
- Check om slangetilslutningerne i styreenheden er trykket helt ind.
- For at afbryde alarmen: Sluk og tænd igen med vippekontakten på siden af styreenheden.

Hotline

Tøv ikke med at kontakte HospiTech's hotline med spørgsmål vedrørende brugen af SENTRY 1200 LA.

