



Sentry1200 er det komplette madrassystem, der forebygger tryksår for alle risikogrupper. Det professionelle system fjerner helt risikoen for tryksår og fremragende resultater på allerede opståede tryksår kan dokumenteres.

Madrassystemet placeres i en standard hospitalsseng og kan kombineres med sengens øvrige funktioner. **Sentry1200** kan håndtere patienter op til 375 kg og leveres i bredder helt op til 180 cm.

Sentry1200

Sentry1200 - madrassen, der tilpasser sig patienten

Med sine 20 individuelle dynamiske lameller, tilpasser **Sentry1200** madrassen sig patienten - helt lydløst!

Individuel indstilling efter patientbehov

Systemet er helt enkelt i anvendelse. Patientens vægt angives på madrassystemets styreenhed og resten sker automatisk via computerstyringen.

Styreenheden betjenes ved ganske få knapper. Den er yderst billig i drift, helt lydløs og vejer ganske få kilo. Enheden kan placeres flere steder på sengen eller direkte på gulvet.

Styreenheden kan som supplement styre Sentech Chair. Sentech Chair kan benyttes i hvilken som helst stol. Slangerne fra madrassen fjernes og stolens slanger tilsluttes. Et enkelt tryk er nok til, at styreenheden klarer resten. Stolen er dynamisk på samme måde som madrassen.



Patenteret overfladestruktur


Som led i optimering af patientkomforten og som et yderligere tiltag i forebyggelsen af tryksår, er det vigtigt at patienten holdes tør.

Det patenterede Coverlet, der i sin struktur minder om Gore-Tex, er i stand til at transportere kondens væk fra underlaget. Overtrækket giver mulighed for gennemtrængning af kondens samtidig med, at det er vandtæt.



Reducering af tryk

Sentry1200 reducerer trykket på det enkelte punkt. På billedet nedenfor ses forskellen i tryk ved en liggende person:



Leje og køb

Hospitech giver dig mulighed for at vælge mellem leje eller køb.

Begge ordninger kan indeholde en serviceaftale som omfatter levering, opstilling, afhentning, rengøring, uddannelse og hotline.

Kontakt os for en uforpligtende samtale eller demo af vores hjælpemidler.

