



**TheraTurn** er det komplette madrassystem, der både er tryksårsforebygger og tilbyder vending af patienten. Vending samt hyppighed og graden heraf kan indstilles helt individuelt.

Madrassystemet placeres i en standard hospitalsseng og kan kombineres med sengens øvrige funktioner. **TheraTurn** kan håndtere patienter op til 375 kg og leveres i bredder helt op til 180 cm.

# TheraTurn

## TheraTurn - for patienter med brug for hyppig vending


Hyppig vending betyder mindre sekretstagnation i lungerne og har derfor en positiv effekt på iltoptagelsen. Vendingen kan foregå meget skånsomt, således patienter som ellers ikke tåler vending kan vendes.

## Individuel indstilling efter patientbehov

Systemet kan indstilles helt individuelt og dermed tilgodese den enkelte patients særlige behov. Systemet er meget velegnet til patienter med mange smerter. TheraTurn sikrer, at patienten ikke kommer i kontakt med sengehesten samtidig med, at der på intet tidspunkt opstår tryk.

## Reducering af tryk

TheraTurn reducerer trykket på det enkelte punkt. På billedet nedenfor ses forskellen i tryk ved en liggende person:



## TheraTurn leveres med følgende faciliteter:

- Mulighed for lateral rotation op til 40°
- Low Air Loss
- Mulighed for individuel indstilling af vending, vende-vinkel og vendetid
- Automatisk beregning af indstilling ud fra patientens vægt og højde
- 10 komfortniveauer indenfor højde- og vægtindstilling
- Holder tryk under transport
- Enkel funktion ved hjertestop
- Funktion til at gøre madrassen hård ved soignering af patienten. Alarmerer efter 30 minutter
- Komplet system som overflødiggør bundmadras i sengen

## Leje og køb

Hospitech giver dig mulighed for at vælge mellem leje eller køb.

Begge ordninger kan indeholde en serviceaftale som omfatter letering, opstilling, afhentning, rengøring, uddannelse og hotline.

Kontakt os for en uforpligtende samtale om den rette løsning for netop din afdeling.

